



# วิธีการติดตั้ง และคู่มือการใช้งานโครงงาน




# 1. โหลดไฟล์ code ไมโครคอนโทรลเลอร์และกดเปิด




## 2. กด Upload Code เข้าไปยัง Arduino nano



3. นำนิ้วมือมาวางไว้บนตัวเซนเซอร์เป็นเวลา 5-8 วินาทีเมื่อไฟกระพริบ





ค่าความเข้มข้นของ  
ออกซิเจนในเลือด (%)

ค่าชีพจร  
(beats per minute)

4. ผลค่าความเข้มข้นของออกซิเจน  
ในเลือดและค่าชีพจรที่ได้จะแสดง  
ออกมาทางหน้าจอ OLED